

介護する人・される人にやさしい**床ずれ予防器具**



TN1210TD クッションシート

クッションシートの頭側は2重構造になっております。

TN1400TWD ベッドパッド

TN1400TWDはベッドパッドとクッションシートTN1210TDの2パーツで出来ています。

介護保険貨与
対象商品



らく楽イージー

ALLEVIATE

シートの上面がスライドして
 圧迫感を軽減します。



通常時



ギャッジアップ時

従来のベッドパッドとは違い、**シート上面がスライド**することにより
 ベットの背上げ時にかかる、臀部や踵への高い圧力やズレ、そして
 背中、腹部への圧迫感を和らげます。身体のズレも少なく、圧抜き
 介助の負担軽減にも効果的です。

らく楽イージー「スライド」のしくみ



表面が滑りやすく、頭側を3重で固定することにより背上げ時にシート
 がスライドします。上半身は頭部へ、下半身は足側へ引っ張られ、ベッド
 との間で皮膚に強い摩擦力がかけられなくなるという危険な状態
 を防ぎ、体に発生する圧迫感も減らします。

→ 介護する人

圧抜き介助、
 及び移動介助の

「軽減」

+

→ 介護される人

身体の位置ズレが少なく、
 背上げ時の背中及び
 腹部への圧迫感を

「軽減」

品番	サイズ	重量	価格(税抜)	TAISコード
TN1210TD-83	横幅85cm×長さ190cm×厚み0.8cm	-	¥17,500	-
TN1210TD-91	横幅93cm×長さ190cm×厚み0.8cm	-	¥18,000	-
TN1400TWD-83	横幅85cm×長さ190cm×厚み2.4cm	3kg	¥50,000	00762-000016
TN1400TWD-91	横幅93cm×長さ190cm×厚み2.4cm	3.2kg	¥52,000	00762-000017

黒田株式会社

〒558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目20番30号
 TEL 06-6699-7631 FAX 06-6699-7633
 受付時間 平日9:00~17:00 (土日祝定休日)

詳しくはホームページへ ▶ <http://www.t-nurse.com>

- お尻の位置は、なるべくベッドの背上げと足上げ機能のセンター(動かない部分)に覆かせてあげてください。
- 患者様が横方向にズレる事がありますのでご注意ください。
- パッドの選択は専門の方の指導のもとに、患者様の体格や状態に合ったものをご選択下さい。

ご相談・お問い合わせ先

このチラシの記載内容は、2012年7月現在のものです。